

Kit Shunt

Shunt Depus

Keluarga shunt dengan katup polisulfon dan mekanisme bola rubi serta pegas titanium: tekanan tetap rendah, sedang, dan tinggi serta opsi yang dapat disetel, dalam kit VP dan LP.



Keunggulan

01 Katup polisulfon

Mekanisme bola rubi dan pegas titanium; terbuka otomatis saat tekanan ventrikel positif.

03 Kit VP dan LP

Konfigurasi ventrikuloperitoneal dan lumboperitoneal.

05 Anti-sifon dan reservoir

Dapat ditambahkan ke kit sebagai opsi.

02 Tetap dan dapat disetel

Tekanan tetap rendah, sedang dan tinggi; katup yang dapat disetel dalam ukuran pediatrik dan dewasa.

04 Opsi diimpregnasi antibiotik

Antibiotik diimpregnasi ke dalam material dan dilepaskan secara terkontrol selama 28 hari.

06 Depus Adjustment Kit

Katup yang dapat disetel dibaca dan disetel dengan kit ini.

Tentang produk

Kit shunt ventrikuloperitoneal Depus menggabungkan katup Depus polisulfon dengan kateter ventrikel 23 cm, kateter peritoneal 120 cm, stilet, dan konektor siku. Perangkat anti-sifon dan reservoir dapat ditambahkan sesuai kebutuhan klinis. Selain kit VP standar, tersedia pula konfigurasi dengan kateter ventrikel dan peritoneal yang diimpregnasi antibiotik. Sistem Depus

tekanan tetap tersedia dalam pengaturan rendah, sedang, dan tinggi.

Kit shunt lumboperitoneal mencakup katup Depus, kateter lumbal, dan kateter peritoneal beserta jarum Tuohy 14 G dan kawat pemandu 0,018". Sistem LP tersedia dengan kateter standar atau kateter yang diimpregnasi antibiotik.

Spesifikasi teknis

Dimensi Teknis

Komponen	Diameter dalam	Diameter luar	Panjang
Kateter ventrikel	1,3 mm	2,5 mm	23 cm
Kateter peritoneal	1,1 mm	2,5 mm	120 cm

Komponen

Katup shunt	Kateter ventrikel	Kateter peritoneal
Stilet	Konektor siku	
Perangkat anti-sifon (opsional)		

Kode produk

Depus tekanan tetap

Konfigurasi	Kode
Katup	DP-x
Kit shunt VP	DP-x-VCK
Kit shunt VP + anti-sifon	DP-x-VCK-ASD
Kit VP · kateter diimpregnasi	DP-x-VACK
Kit VP · kateter diimpregnasi + anti-sifon	DP-x-VACK-ASD
Kit shunt LP	LPDP-x-LTCK
Kit LP · kateter diimpregnasi	LPDP-x-LTACK

Depus dapat disetel

Konfigurasi	Pediatrik	Dewasa
Katup	DP-A	DPA-A
Katup diimpregnasi antibiotik	ADP-A	ADPA-A
Kit shunt VP	DP-A-VCK	DPA-A-VCK
Kit VP · kateter diimpregnasi	DP-A-VACK	DPA-A-VACK
Katup diimpregnasi · kit VP	ADP-A-VCK	ADPA-A-VCK
Katup dan kateter diimpregnasi · kit VP	ADP-A-VACK	ADPA-A-VACK
Kit shunt VP + anti-sifon	DP-A-VCK-ASD	DPA-A-VCK-ASD
Kit VP · kateter diimpregnasi + anti-sifon	DP-A-VACK-ASD	DPA-A-VACK-ASD
Katup diimpregnasi · kit VP + anti-sifon	ADP-A-VCK-ASD	ADPA-A-VCK-ASD
Katup dan kateter diimpregnasi · kit VP + anti-sifon	ADP-A-VACK-ASD	ADPA-A-VACK-ASD

Ganti x dengan huruf tekanan: L rendah, M sedang, H tinggi.

- Kode berwarna oranye adalah produk yang diimpregnasi antibiotik; zat aktif diimpregnasi ke dalam material dan dilepaskan secara terkontrol selama 28 hari.

